



Antigen-Test Wondfo SARS-CoV-2 Lateral Flow Method Packung 20er Box

Aktionsangebot:

Lieferzeit: sofort ab Lager innerhalb 1-3 Tage

- Verpackungseinheit mit 20 Tests inkl. aller Verbrauchsmaterialien
- Ergebnis in 15 bis 20 Minuten
- einfache Handhabung
- K-eine zusätzlichen Materialien notwendig
- Hersteller: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
- Sensitivität: 96.18% (95%CI: 96.43%~98.49%)
- Spezifität: 99.72% (95%CI: 98.45%~99.95%)
- Der Test erkennt auch die Mutation aus Großbritannien VOC-202012/01, alias 20I/501Y.V1 bzw. B.1.1.7 oder B117 genannt sowie die Mutation aus Südafrika 501.V2 alias N501Y.V2 oder B.1.351 CE, MDD 98/79/EG
- EN ISO 13485, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 23640:2015, EN ISO14971:2012, EN ISO 18113-1:2011, EN 13641:2002, EN 13612:2002, EN ISO 18113-2:2011, EN 62366:2008
- Erfüllt die durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Abstimmung mit den Robert Koch-Institut (RKI) festgelegten Mindestkriterien für Antigen-Tests und ist bei BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) als Antigen-Test zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 gelistet.
BfArM gelistet, Test-ID: AT125/20 <https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:6124410004422:::~&tz=1:00>

LIEFERUMFANG:

- 20 Testkassetten: Jede Testkassette verpackt in Folienbeutel mit Trockenmittel
- 20 Ampullenflaschen Extraktionsreagenz
- 20 Sterilisierte Tupfer: Einweg-Tupfer zur Probenentnahme
- 20 Extraktionsröhrchen
- 1 Packungsbeilage